


您瞭解您的藥品內部構造嗎？

準納 (Accuhaler) 內部構造圖



Accuhaler內部為上四層下三層的錫箔紙安全包覆，具防潮功能，一個藥囊含一固定劑量，確保每次吸入劑量精準。(本產品曾榮獲英國女皇科技獎 Queen's Award for Technological Achievement)

你以為不喘就好了嗎？

氣喘控制的重要性

氣喘是呼吸道的慢性發炎，會導致氣道過度反應，在患者接觸到誘發因子時，會引起反覆發作的喘鳴、呼吸困難、胸悶及咳嗽。

氣喘的症狀有可能時好時壞，但是呼吸道的發炎反應卻是慢性持續存在的。因此，大部分的氣喘患者，必須每天規律使用『控制藥物』（例如：Seretide / 使肺泰、Flixotide / 輔舒酮）。而『緩解型藥物』（例如：Ventolin / 泛得林、Berotec / 備勞喘）僅在症狀突然發生時偶爾使用。

根據氣喘診療指引，要達到良好的氣喘控制應至少持續用藥三~六個月！！

氣喘急性惡化的前兆

氣喘急性惡化是指進行性的加重呼吸困難、咳嗽、喘鳴、胸悶等症狀。嚴重的急性惡化可能致命，必須謹慎處理。

氣喘惡化時，如何急救？

輕度及中度惡化者第一小時內每隔20分鐘重覆吸入短效支氣管擴張劑2~4噴，一小時內可用3次。
(例如：Ventolin / 泛得林、Berotec / 備勞喘)

注意：若症狀仍無解除，請儘快就醫！！

備註：



荷商葛蘭素史克藥廠(股)公司台灣分公司

本資料僅供醫護人員提供給使用本吸入器之患者
相關資料請參考仿單

TW/SFC/0014/15-May-2015

如何正確使用 Accuhaler™

準納™ 乾粉吸入器



1 開

用一隻手將準納乾粉吸入器拿住，讓計量視窗面對你，把另一隻手的大拇指放在拇指把手上，向後推至盡頭卡住。



2 上藥

這時你會看到上藥扳手，用大拇指將上藥扳手向後扳到底，你會聽到“嗒”一聲，此時即有一次劑量可供使用。



3 吸

先向外吐一口氣（勿朝吸嘴吹氣），然後將吸嘴放入嘴唇內，快速地吸飽一口氣，然後將準納乾粉吸入器挪開嘴唇，並停止呼吸 10 秒鐘，再慢慢呼氣，即完成一次吸入劑量。



4 關閉

用大拇指向左推，關上準納乾粉吸入器，待下次使用。（不需扳回上藥扳手）



第一次使用時，計量視窗上的數字顯示(60)，每使用一次，數字依序遞減，若只剩(5)~(0)，數字會變成紅色。

藥物含有乳糖成份使用後有確認感

注意事項：
1. 吸藥後請漱口以避免口腔念珠菌感染
2. 相關的使用問題請詢問您的醫師

gsk 荷商葛蘭素史克藥廠(股)公司台灣分公司

本資料僅供醫護人員提供給使用本吸入器之患者
相關資料請參考仿單